

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Број: 01- 403

Датум: 26.04.2016.године

**ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗРАДУ КОСИХ НАГРИЗНИХ СНИМКА ЗУБА**

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
3.6.	26.04.2016	
Процедуру израдио Др Милан Спасић 		Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић 
Тим за стоматолошку здравствену заштиту 		



KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Број: 01- 403  
Датум: 26.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 26.04.2016.године

## ПРОЦЕДУРУ ЗА ИЗРАДУ КОСИХ НАГРИЗНИХ СНИМКА ЗУБА

### 1. ПОДРУЧЈЕ И ЦИЉ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у рентген кабинету на Клиници за стоматологију Ниш и намењена је радиолошким техничарима.

Процедура утврђује редослед и садржај поступака приликом поступка косог нагризног снимања зуба.

### 2. ДЕФИНИЦИЈА

*Дефиниција процедуре:* Упутство којим је описан скуп радњи и поступака током процеса пријема пацијената у рентген кабинет и обављања снимања, а у циљу извођења на најсигурнији и најбезбеднији начин за радиолошког техничара, пацијента и пратиоца.

Радиографија у стоматологији је радиолошка метода визуелизације чврстих и меких ткива главе која оставља трајни запис на рендгенском филму или у електронском облику.

*Дефиниција извршилаца:* радиолошки техничар

### 3. ОПИС ПОСТУПАКА И АКТИВНОСТИ

Пацијент на ово снимање долази на основу интерног и екстерног упута ординирајућег лекара. Након шалтерске процедуре пријема пацијента, рендген техничар прозива пацијента у кабинет и смешта га у столицу за рендгенско-интраорално снимање.

#### Техника снимања:

*Положај пацијента:* Код радиографисања **горње вилице** филм величине 5 x 7 цм поставља се хоризонтално у уста пацијента паралелно са површином пода. Пацијент лаганим загрижајем придржава филм.

- Сагитална раван главе постављена је окомито на површину пода док је загрижајна раван паралелна са подом. Тубус рендген апарата се усмерава на тачку која се налази на 1цм изнад тачке која се добија у пресеку спуштене линије из зенице ока и линије која спаја трагус уха са назолабијалним углом. Нагибни угао износи  $+60^{\circ}$  до  $+65^{\circ}$ .
- Сагитална раван главе са површином пода (хоризонталном равни) чини угао од  $45^{\circ}$ . Након тога пацијент окреће главу на супротну страну од стране која се жели снимити. Врх тубуса се поставља на ивицу мандибуле у предео првог молара. Централни зрак пада окомито на површину филма.

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

**Материјал и опис** : величина филма је 5 x 7 цм

**Кондиције**: По шеми

**Развијање**:

- Машина за развијање филмова
- Време развијања: 5 мин
- Температура хемикалија: 34 С

#### 4. ОДГОВОРНОСТ

За спровођење ове Процедуре одговорни су сви запослени у рентген кабинету.

За контролу спровођења Процедуре одговорно је лице одговорно за контролу зрачења и начелник Службе за оралну хирургију.

#### 5. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Интерни и екстерни упут
- Упут ординирајућег лекара
- Протокол пацијената за снимање

#### 6. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР,



Доц др Александар Митић